

APC anti-human CD300e (IREM-2, CMRF35-A5)

Mouse IgG1, kappa
UP-H2

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B339711 | **BioLegend** | Herstellernummer: 339711

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: UP-H2

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD300e (IREM-2, CMRF35-A5)

Clone: UP-H2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CD300e, CMRF35-A5, LMIR6

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24330>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>