

## Reaktionsgefäße 0.5 ml, graduiert, farblos, steril

einzelverpackt, mit Druckverschluss  
0.6 ml Maximalvolumen, DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710135 | Biozym

**55,30 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Graduierung:** graduiert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** Beutel à 500 Stück

**Volumen:** 0.5 ml

#### Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, farblos, steril

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Einzelverpackt
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle