

Alexa Fluor® 647 anti-human HB-EGF

Mouse IgG1, kappa
3H4

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B383704 | **BioLegend** | Herstellernummer: 383704

240,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 3H4

Format: A647

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human HB-EGF

Clone: 3H4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Heparin-binding EGF-like growth factor, HB-EGF-like growth factor

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A647

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24653>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>