

Reaktionsgefäße 0.5 ml, grad. farblos, Low Binding

mit Druckverschluss, 0.6 ml Maximalvolumen

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710136 | Biozym

22,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Mit Druckverschluss

Eigenschaften: Low Binding

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Volumen: 0.5 ml

Low Binding Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, farblos

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss. "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar