

PE anti-human CD138 (Syndecan-1)

Rat IgG2b, kappa
S22003F

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B390207 | **BioLegend** | Herstellernummer: 390207

84,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: S22003F
Format: PE
Isotype: kappa, Rat IgG2b
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD138 (Syndecan-1)

Clone: S22003F
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: Syndecan-1, B-B4
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24762>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>