

PE/Dazzle 594 anti-human CD309 (VEGFR2)

Mouse IgG1, kappa
A16085H

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B393013 | **BioLegend** | Herstellernummer: 393013

102,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: A16085H
Format: PE_DZL594
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE/Dazzle 594 anti-human CD309 (VEGFR2)

Clone: A16085H
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: VEGFR2, KDR
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE_DZL594
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24567>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>