

Purified anti-human HGF

Rat IgG2a, kappa
W19371A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B613152 | **BioLegend** | Herstellernummer: 613152

141,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Direct ELISA
Clone: W19371A
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human HGF

Clone: W19371A
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Scatter Factor (SF), Hepatopoietin (HPTA), Lung fibroblast-derived mitogen
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: Direct ELISA
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23141>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>