

APC anti-human CD9

Mouse IgG1, kappa
HI9a

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B987208 | BioLegend | Herstellernummer: 987208

296,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: HI9a

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µl

APC anti-human CD9

Clone: HI9a

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Tetraspanin, MRP-1, DRAP-24

Size: 500 µL

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24114>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>