

DS-7+ μ Volume Spectrophotometer with Cuvette

Brazilian Blue

DeNovix®



1 Stück

Artikel-Nr.: 31DS-7PLUS-B | DeNovix

9.495,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- **Abs Range (AU 1 cm equiv)** 0.04 - 300
- **Pathlength (mm)** 0.5 - 0.04
- **Measurement Speed** 8 sec
- **AutoRun** No
- **Purity Ratios** Yes
- **Contamination Alerts** No
- **Connectivity** 3 USB ports, Data Export USB, Label, Printers

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: Brazilian Blue

Messung: Küvette, Microvolumen

Verpackung: 1 Stück

- **1 μ l UV-Vis:**
Optional mit Küvettenmessung
- **2 bis 15.000 ng/ μ l dsDNA:**
Inkl. SmartPath-Technologie
- **Wartungsfrei:**
Keine Rekalibrierung notwendig
- **Bewährte Technologie:**
Basiert auf DS-11