

DS-8X+ Eight Ch. μ Vol./Cuvette Spectrophotometer

Brazilian Blue

DeNovix[®]



1 Stück

Artikel-Nr.: 31DS-8XPLUS-B | DeNovix

19.295,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- **Abs Range (AU 1 cm equiv)** 0.04 - 220
- **Pathlength (mm)** 0.5 - 0.03
- **Measurement Speed** ~10 sec (8 samples)
- **AutoRun** Yes
- **Purity Ratios** Yes
- **Contamination Alerts** Yes
- **Connectivity** Wi-Fi, Ethernet, Email, 3 USB ports
- **Data Export** USB, Email, Network Folders, Network Printers, Label Printers

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: Brazilian Blue

Messung: Küvette, Microvolumen

Verpackung: 1 Stück

- **Schnelle Multichannel 1 μ l UV-Vis Quantifizierung:**
8 Proben in 10 Sekunden, 1 Probe in 2 Sekunden
- **GxP Compliance Ready:**
Optionale 21CFR Part 11 Software, IQ-QQ
- **Wartungsfreies Design:**
Lebenslange Stabilität, keine Rekalibrierung
- **Eliminiert Messfehler:**
Realtime Optimierung jeder der 8 Proben
- **Optionen für erweiterte Flexibilität:**
Fluoreszent Modul, Küvette und Sample Tracker