


96-Well 0.2 ml 8-TubeStrip Platte, extra robust

frosted, reißbar zu 8er Streifen, Semi Skirted, HP
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 20 Platten = 240 Streifen

Artikel-Nr.: 712561 | Biozym

91,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: reißbar

Farbe: frosted

Kategorie: 8er-Streifen, 48-Well Platte, 96-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 20 Platten = 240 Streifen, Packung à 20 Stück = 240 Streifen

Volumen: 0.2 ml