

PreCision Serol. Pipette 2 ml, Farbcode grün

Graduierung: 0.01 ml, bis -0.5 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



32 Beutel à 25 Stück = 800 Stück

Artikel-Nr.: 766002B | Biozym

84,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Graduierung: -0.5 ml, 0.01 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 2 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: 32 Beutel à 25 Stück = 800 Stück

Serologische Pipette 2 ml

- Volumenbereich: 0,2 - 2,5 ml
- Länge: 284 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: grün