

PreCision Serol. Pipette 5 ml, Farbcode blau

Graduierung: 0.1 ml, bis -2.5 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



6 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Artikel-Nr.: 766003E | Biozym

31,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Graduierung: -2.5 ml, 0.1 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 5 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: 6 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (300)

Serologische Pipette 5 ml

- Volumenbereich: 0,5 - 7,5 ml
- Länge: 342 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: blau