

PreCision Serol. Pipette 10 ml, Farbcode orange

Graduierung: 0.1 ml, bis -3 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Artikel-Nr.: 766004E | Biozym

21,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Graduierung: -3 ml, 0.1 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 10 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: 4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Serologische Pipette 10 ml

- Volumenbereich: 1,5 - 13,0 ml
- Länge: 346 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: orange