

PreCision Serol. Pipette 25 ml, Farbcode rot

Graduierung: 0.2 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Artikel-Nr.: 766005E | Biozym

40,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Graduierung: -10 ml, 0.2 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 25 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: 4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Serologische Pipette 25 ml

- Volumenbereich: 2,0 - 35,0 ml
- Länge: 344 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot