

PreCision Serol. Pipette 50 ml, Farbcode violett

Graduierung: 0.5 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril



4 Beutel à 25 Stück = 100 Stück

Artikel-Nr.: 766006B | Biozym

59,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Graduierung: -10 ml, 0.5 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 50 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: 4 Beutel à 25 Stück = 100 Stück

Serologische Pipette 50 ml

- Volumenbereich: 3,5 - 60,0 ml
- Länge: 342 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: violett