

Purified anti-human IFN-alpha2

Rat IgG2a, kappa
W20057G

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B632252 | BioLegend | Herstellernummer: 632252

336,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Direct ELISA

Clone: W20057G

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human IFN-alpha2

Clone: W20057G

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: IFN-alpha 2B, IFN-alphaA, IFNA2, IFNA2B

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: Direct ELISA

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24683>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>