

PE anti-human Ig light chain kappa

Mouse IgG1, kappa
MHK-49

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B988402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 988402

193,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MHK-49

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µl

PE anti-human Ig light chain kappa

Clone: MHK-49

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Immunoglobulin light chain kappa

Size: 500 µL

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=25073>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>