

APC/Fire 810 anti-mouse CD170 (Siglec-F)

Rat IgG2a, kappa
S17007L

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B155541 | BioLegend | Herstellernummer: 155541

128,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: S17007L
Format: APC_F810
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

APC/Fire 810 anti-mouse CD170 (Siglec-F)

Clone: S17007L
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Siglec-5
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse
Format: APC_F810
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=25031>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>