

PreCision Serol. Pipette 10 ml kurz, FCode orange

Graduierung: 0.2 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril




Beutel à 200 Stück

Artikel-Nr.: 766014B | Biozym

44,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Graduierung: -10 ml, 0.2 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 10 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: Beutel à 200 Stück, Packung à 200 Stück

Serologische Pipette 10 ml, kurz

- Volumenbereich: 2,0 - 20,0 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: orange