

PreCision Serol. Pipette 25 ml kurz, Farbcode rot

Graduierung: 0.5 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril




Beutel à 100 Stück

Artikel-Nr.: 766015B | Biozym

41,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Graduierung: -10 ml, 0.5 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 25 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: Beutel à 100 Stück, Packung à 100 Stück

Serologische Pipette 25 ml, kurz

- Volumenbereich: 4,0 - 35,0 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot