

PreCision Serol. Pipette 50 ml kurz, FCode violett

Graduierung: 1.0 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril




Beutel à 50 Stück

Artikel-Nr.: 766016B | Biozym

43,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Graduierung: -10 ml, 1.0 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 50 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: Beutel à 50 Stück, Packung à 50 Stück

Serologische Pipette 50 ml, kurz

- Volumenbereich: 5,0 - 60,0 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: violett