

## XXXPreCision Serol. Pipette 25mlkurz, Farbcode rot

Graduierung: 0.5 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril




4 Beutel à 50 Stück in Einzelverpackung (200)

Artikel-Nr.: 766015E | Biozym

**86,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

### Serologische Pipette 25 ml, kurz

- Volumenbereich: 4,0 - 35,0 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: rot