

## Schraubverschlüsse, rot transparent

mit Dichtring  
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710711T | Biozym

**48,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

### Beschreibung

**Deckel:** mit Dichtring

**Farbe:** rot

**Kategorie:** Schraubverschlüsse

**Verpackung:** Beutel à 500 Stück

Passende Schraubverschlüsse für die Biozym Probenröhrchen aus dem Artikelnummernbereich 710690 bis 710709,  
Schraubverschlüsse mit eingelegtem Dichtring. Ohne Befestigungsschlaufe