

## Handschuhe SHIELDskin Xtreme Steril Latex 400 DI+

Größe 5.5, puderfrei  
Kat. III PSA (EU) 2016/425



8 Polybags à 20 Paare

Artikel-Nr.: 743220 | SHIELD

Preis auf Anfrage



### Beschreibung

**AQL:** 0.65

**Einsatzbereich:** Reinraum - DI+

**Größe:** XXS/5.5

**Handschuhdesign:** einwandig, ganz texturiert, handspezifisch

**Länge:** 400 mm

**Material:** Latex

**Produktlinie:** SHIELDskin XTREME

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 8 Polybags à 20 Paare

**Zertifikate:** ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

#### Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (Verordnung (EU) 2016/425)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier Naturlatexhandschuh
- Handspezifisch
- 400 mm / 0.18 mm (ISO 21420:2020+A1:2022)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2019 Level 3)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Typischer Partikelwert: weniger als 1100 pro cm<sup>2</sup> > 0.5 µm
- Gefahr Typ IV Chemikalienallergie reduziert