

PreCision Serol. Pipette 100 ml, Farbcode pink

Graduierung: 1.0 ml,
Polystyren (Polystyrol), steril



2 Beutel à 25 Stück in Einzelverpackung (50)

Artikel-Nr.: 766007E | Biozym

32,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Graduierung: 1.0 ml, ja

Kategorie: Serologische Pipetten

Maximalvolumen: 100 ml

Pipettenspitzen Linie: PreCision

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Beutel à 25 Stück in Einzelverpackung (50)

Serologische Pipette 100 ml

- Volumenbereich: 10 - 100,0 ml
- Länge: 346 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: pink