

## BeadBlaster 96 Ball Mill Homogenizer, 230 V



1 Stück

Artikel-Nr.: 55IPD9600-E | **Benchmark** | Herstellernummer: IPD9600-E

**14.500,00 € \***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kapazität (Tubes):** 96

**Kategorie:** Homogenisierer

**Verpackung:** 1 Stück

### Homogenisierung von bis zu 96 Proben gleichzeitig sowie in diversen Probengefäßen (bis zu 50 ml)

- Schnelle Zellyse zur Extraktion von DNA, RNA und Proteinen in Mikrotiterplatten und diversen Probengefäßen
- Feinmahlung von Cannabis- und Hanfproben -
- Effiziente Homogenisierung von harten Proben wie beispielsweise Knochen und Zähnen
- Homogenisierung/Mischen von Pulvern und Suspensionen

