

## BenchMixer MP

includes attachments for plates, 30x2.0ml, 12x15ml  
4x50ml and cup head attachment



1 Stück

Artikel-Nr.: 55BV1007-E | **Benchmark** | Herstellernummer: BV1007-E

**369,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Technische Spezifikationen

- Geschwindigkeit: 200-3000 rpm
- Timer: 1 sec bis 999 Stunden
- Orbit: 3 mm
- Abmessungen: 22,6 x 13,4 x 5,5 cm
- Betriebsmodus: Touch- oder Dauerbetrieb
- Umgebungsbedingungen: +4°C bis +65°C
- Gewicht: 4 kg
- Garantie: 2 Jahre

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Drehzahl regelbar:** ja

**Kategorie:** Vortexer

**QuEChERS:** nein

**Verpackung:** 1 Stück

**wechselbarer Aufsatz:** Wechselbar

### Vortex Mixer for Tubes and Plates

- Passend für eine Vielzahl an Mikroplatten (348-Well, Deep-Well Platten, PCR-Platten, ELISA Platten etc.)
- Inkl. Zubehör für das Vortexen von 1,5 / 2 ml, 15 ml oder 50 ml Tubes
- Kann einfach durch den beigegefügt Vortex-Aufsatz in einen klassischen Vortexer umgewandelt werden
- Einstellbare Geschwindigkeit von 200-3000 rpm
- Touch- oder Dauerbetrieb