

DuraPorter XL Multi Tube Rack Insert

für 5 x 50 ml, 20 x 15 ml, 30 x Blutprobengefäße
5 x 30 mm, 20 x 18 mm, 30 x 13 mm, Deckel abnehmbar



Packung à 3 Stück

Artikel-Nr.: 732655 | Biozym

103,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 3 Stück

- Passend für den DuraPorter® XL Proben­transport­behälter mit hohem Fassungsvermögen
- Thermogeformtes PETG
- Rack-Einsätze können separat verwendet werden
- Der Deckel lässt sich zur einfachen Reinigung vollständig abnehmen
- Einsatz tief genug, um mit Eis gefüllt zu werden