

DuraPorter XL Small Tube Rack Insert

für 168 x 3.5 ml bis 7.5 ml Blutproben Gefäße
168 x 13 mm wells, Deckel abnehmbar



Packung à 3 Stück

Artikel-Nr.: 732657 | Biozym

101,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 3 Stück

- Passend für den DuraPorter® XL Proben transportbehälter mit hohem Fassungsvermögen
- Thermogeformtes PETG
- Rack-Einsätze können separat verwendet werden
- Der Deckel lässt sich zur einfachen Reinigung vollständig abnehmen
- Einsatz tief genug, um mit Eis gefüllt zu werden