

Spitzen 200 µl BevelPoint, SuperSlik

Low Retention



100 Refills à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1416X | [Labcon](#)

268,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: unsteril

Verpackung: 100 Refills à 96 Stück