

Spitzen 10 µl UltraFine, graduert, SuperSlik

Low Retention



60 Refills à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1318X | [Labcon](#)

195,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: unsteril

Verpackung: 60 Refills à 96 Stück