

FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, black Frame

High Profile, cut A12

Semi-Skirt, breakable vertically, 2D coded



Packung à 50 Stück




Abbildung ähnlich (clear Wells, white Frame)

Artikel-Nr.: AF4TI-1000-X-2D | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4TI-1000/X/2D

360,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: breakable, mit Barcode, rigid frame

Farbe: farblos, Rahmen: schwarz

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml