

10X QuickExtract Plant DNA Extraction Solution

Lucigen



5 ml

QuickExtract®

Artikel-Nr.: 101081 | **Lucigen** | Herstellernummer: QEP70750-PQ1497-A

428,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: Pflanze
Methode: Extraktion
Nukleinsäure: genomische DNA
Verpackung: 5 ml

Jetzt auch als 10x Konzentrat

Die QuickExtract Plant DNA Extraktionslösung kann zur schnellen und effizienten Extraktion von „PCR ready“ DNA aus Pflanzenblättern verwendet werden. Das 1-Tube-Protokoll benötigt nur etwa 8 Minuten, um DNA aus beispielsweise Arabidopsis, Mais, Sojabohne, Spinat oder Paprika zu extrahieren.

Typische Anwendungen:

- PCR und qPCR

Die Vorteile:

- Ungiftig und kostengünstig
- Schnell
- Keine Zentrifugation oder Säulenschritte, die die Ausbeute reduzieren
- High Throughput Anwendungen