

Nichipet Air Starter Kit III 10/100/1000

1-Kanal 0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 656132 | Nichiryo

723,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Nichipet Air

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen