

Nichipet Air Starter Kit I 2/10/100

1-Kanal 0.1-2.0 µl, 0.5-10 µl, 10-100 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 656130 | Nichiryo

733,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Nichipet Air

Pipettenvolumen: bis 100 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen