

Nichipet Air Starter Kit VI 2/20/200/1000

1-Kanal 0.1-2 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 656135 | Nichiryo

967,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Nichipet Air

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen