

50 ml WorkRack, rot

für 25 x 50 ml Gefäße

LxBxH = 213 x 179 x 32 mm



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 733195 | Biozym

68,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 29 mm

Farbe: rot

Gefäßgröße: 50 ml

Stellplätze: 25

Verpackung: Packung à 5 Stück

Arbeitsrack

- Das aus Polypropylen bestehende 50 ml WorkRack bietet 25 x 50 ml Gefäßen Platz.
- Die Wells sind nummeriert.
- Das autoklavierbare Rack ist bis -90° C einsetzbar.