



1 Stück

Artikel-Nr.: 556220 | Biozym

**390,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Technische Spezifikationen

- **Schüttelbewegung:** wippen
- **Winkel:** 7° max.
- **Schüttelgewicht:** 2 kg
- **Geschwindigkeit:** 10 bis 80 rpm
- **Motor:** DC, bürstenlos
- **Timer:** 1 min bis 99 h 59 min
- **Betrieb:** Timer- und Dauerbetrieb
- **Anzeige:** LED
- **Abmessungen:** 29,5 x 35,0 x 12,5 cm
- **Abmessungen Plattform:** 26,8 x 26,8 cm
- **Schutzklasse:** IP 21
- **Spannung:** 100-240 V
- **Leistungsaufnahme:** 20 W
- **Gewicht:** 3,1 kg

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Applikation:** Gelfärben und Blotting, Kühlraum, Tubes

**Bewegung:** 2D

**CO2 geeignet:** nein

**Display:** ja

**Drehzahl:** über 30 rpm

**Variable Drehzahl:** ja

**Variabler Neigungswinkel:** nein

**Verpackung:** 1 Stück

- LED-Display zur separaten Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit
- Kompakter Schüttler mit einer maximalen Beladung von 2 kg
- Wippbewegung
- Timer- und Dauerbetrieb
- inkl. festen Schalenaufsatz
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Einfache Bedienung
- Garantie: 2 Jahre

