

1 Stück

Artikel-Nr.: 556221 | Biozym



390,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- **Schüttelbewegung:** 3D orbital
- **Winkel:** 10° max.
- **Schüttelgewicht:** 2 kg
- **Geschwindigkeit:** 10 bis 80 rpm
- **Motor:** DC, bürstenlos
- **Timer:** 1 min bis 99 h 59 min
- **Betrieb:** Timer- und Dauerbetrieb
- **Anzeige:** LED
- **Abmessungen:** 29,5 x 35,0 x 17,0 cm
- **Abmessungen Plattform:** 26,8 x 26,8 cm
- **Schutzklasse:** IP 21
- **Spannung:** 100-240 V
- **Leistungsaufnahme:** 20 W
- **Gewicht:** 3,7 kg

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Applikation: Gelfärben und Blotting, Kühlraum, Tubes

Bewegung: 3D

CO2 geeignet: nein

Display: ja

Drehzahl: über 30 rpm

Variable Drehzahl: ja

Variabler Neigungswinkel: nein

Verpackung: 1 Stück

- LED-Display zur separaten Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit
- Kompakter Schüttler mit einer maximalen Beladung von 2 kg
- 3D-Bewegung
- Timer- und Dauerbetrieb
- Inkl. festem Schalenaufsatz
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Einfache Bedienung

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Garantie: 2 Jahre