

## Digital Vortexer grey/blue



1 Stück

Artikel-Nr.: 553110 | Biozym

**519,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Technische Spezifikationen

- **Betriebsmodus:** Touch- oder Dauerbetrieb
- **Geschwindigkeit:** 600 bis 3600 rpm (intermittierender Modus), 600 bis 2600 rpm (kontinuierlicher Modus)
- **Timer-Bereich:** Laufzeit: 0 bis 50 Stunden,
  - Abwärts: bis zu 50 Stunden im kontinuierlichen Modus, bis zu 1 Minute im intermittierenden Modus
  - Aufwärts: bis zu 50 Stunden
- **Orbit:** 5,8 mm
- **Maximale Beladung im kontinuierlichen Betrieb:** 250 g
- **Umgebungsbedingungen:** 0°C bis 40°C
- **Abmessungen:** 20,1 x 15,5 x 14,2 cm
- **Gewicht:** 2,4 kg

### Beschreibung

**Kategorie:** Vortexer

**QuEChERS:** nein

**Verpackung:** 1 Stück

**Wechselbarer Aufsatz:** Wechselbar

- Digitale Kontrolle für reproduzierbare Ergebnisse (Einstellung der Mischintensität und Zeit)
- Optimierte Ergonomie (minimaler Kraftaufwand)
- Stabiles Design (leichte Reinigung, fester Stand)
- 600 bis 3600 rpm
- 5,8 mm Orbit
- Laufzeit: 0 bis 50 Stunden
- Touch- oder Dauerbetrieb
- Touch-Screen mit Handschuhen nutzbar
- Garantie: 5 Jahre