

Push In Cap, naturfarben

für 12 mm Culture Tubes

Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761200 | Biozym

53,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Stopfen

Farbe: natur

Material: PE

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen - Plug Typ (Stopfen)
- 6 Farben verfügbar
- Nicht steril

Die Plug In Stopfen sind aus Polyethylen gefertigt. Sie eignen sich für Tubes mit einem Außendurchmesser von 12 mm. Nicht autoklavierbar.