

Centrifuge Tubes PS, 17 x 120 mm

Volumen 15 ml

Polystyrol



10 Beutel à 100 Stück

Artikel-Nr.: 761160 | Biozym

232,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel

Farbe: klar

Form: U-Boden

Material: PS

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 100 Stück

Volumen: 15 ml

- Polystyrol
- Einwegartikel
- Reiner Kunststoff, Metallfrei
- Nicht steril
- Bis 1200 g zentrifugierbar
- 15 ml
- 17 x 120 mm

Geeignet für allgemeine Zentrifugation, Urinanalyse und Serumentrennung. Diese Röhrchen mit konischem Boden sind chemisch sauber und metallfrei, gebrauchsfertig und haben eine einheitliche Größe und Form mit den Maßen 17 x 120 mm. Die Graduierungen sind 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 und 15 ml. Polystyrolröhrchen halten einer Zentrifugiergeschwindigkeit von 1200 g stand, während Polypropylenröhrchen Geschwindigkeiten von bis zu 3000 g standhalten.