

## Centrifuge Tubes PP, 17 x 120 mm

Volumen 15 ml

Polypropylen



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761162 | Biozym

**184,60 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Deckel:** Ohne Deckel

**Farbe:** klar

**Form:** U-Boden

**Material:** PP

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

**Volumen:** 15 ml

- Polypropylen
- Einwegartikel
- Bulk Verpackung
- Reiner Kunststoff, Metallfrei
- Nicht steril
- Bis 3000 g zentrifugierbar
- 15 ml
- 17 x 120 mm

Geeignet für allgemeine Zentrifugation, Urinanalyse und Serumentrennung. Diese Röhrchen mit konischem Boden sind chemisch sauber und metallfrei, gebrauchsfertig und haben eine einheitliche Größe und Form mit den Maßen 17 x 120 mm. Die Graduierungen sind 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 und 15 ml. Polypropylenröhrchen halten einer Zentrifugiergeschwindigkeit von 3000 g stand, während Polystyrolröhrchen Geschwindigkeiten von bis zu 1200 g standhalten.