

## 2-Position Snap Cap, naturfarben

für 12 mm Culture Tubes

Polystyrol



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761220 | Biozym

**82,60 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Deckel:** Stopfen

**Farbe:** natur

**Material:** PS

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

- Polystyrol
- 2 Positionen Snap Cap
- Nicht steril

Die 2-Positions- sind für Tubes mit einem Außendurchmesser von 12 mm gefertigt Die Plug In Stopfen sind aus Polystyrol gefertigt. Sie eignen sich für die Culture Tubes mit einem Außendurchmesser von 12 mm.

Diese Caps mit zwei Positionen bieten zwei Möglichkeiten: eine geschlossene, aber nicht versiegelte Position, in der die Proben für mikrobiologische Verfahren aerob gehalten werden, und eine vollständig versiegelte Position, in der der Deckel festgedrückt wird, um das Tube für die anaerobe Verwendung oder für die Lagerung, den Transfer und einer Zentrifugenanwendungen zu versiegeln. Nicht autoklavierbar.