

Pipette, 12-Kanal, Sartorius mLine, 10-100 µl

Increment 0.1 µl, variables Volumen

Produkteinstellung, Abverkauf



1 Stück

Artikel-Nr.: 655230 | Sartorius

1.230,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Sartorius mLine

Pipettenvolumen: bis 100 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Pipettendetails:

- Vollständig autoklavierbar
- UV-beständig
- Groß dimensioniertes, übersichtliches Display
- Einfache, schnelle Volumeneinstellung mit kleinen Inkrementen
- Arretiermechanismus verhindert unabsichtliche Volumenverstellung
- Drehbarer Dispensierkopf
- Ergonomischer Fingerbügel, leichte Handhabbarkeit
- Äußerst kraftschonender, leichtgängiger Abwurf
- *Optiload* System gewährleistet nahezu kräftefreies Aufsteckverhalten
- Vermeidung von RSI-Syndrom
- Wärmeisolierung der inneren Bestandteile garantiert höhere Genauigkeit
- Einfach zu wartende Pipette
- ab >10 µl Modell Safe-Cone Filter
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:

- Pipette (CE/IVD-Zeichen, erfüllt die Anforderungen des Annex I der EC Direktive 98/79/EC (IVD))
- 5 farbcodierte Kappen
- Werkzeug zur Justierung
- Pipettenhalter
- Kennzeichnungsetiketten
- Fett
- 5-sprachige Bedienungsanleitung
- Qualitätszertifikat nach ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 17025 / ISO 14001

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri