

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, steril, graduiert

einzelnd verpackt, mit Druckverschluss

DNase-, RNasefrei



Beutel à 250 Stück

Artikel-Nr.: 710175 | Biozym

28,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Farbe: farblos, farblos steril

Graduierung: graduiert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Sterilität: steril

Verpackung: Beutel à 250 Stück

Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 1.5 ml, farblos, steril

- Mit Graduierungen (bei 0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml und 1.5 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle