

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, Low Binding

graduiert, mit Druckverschluss DNA-, DNase-, RNasefrei





Artikel-Nr.: 710176 | Biozym

13,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion **Deckel:** Mit Druckverschluss **Eigenschaften:** Low Binding

Farbe: farblos

Graduierung: graduiert **Kategorie:** Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 250 Stück

Volumen: 1.5 ml

Low Binding Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 1.5 ml, farblos

- Mit Graduierungen (bei 0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml und 1.5 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss. "Boil Proof fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20 Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70 E-Mail: support@biozym.com Internet: www.biozym.com Rechtliches Registergericht: Amtsgericht Hannover Registernummer: HRB 101682 UST-ID: DE 813739502 Biozym Scientific GmbH Geschäftsführer Dr. Sebastian Petri