

MYRA+ Automated qPCR System



1 Stück

Artikel-Nr.: 68MYRA-PLUS50 | Bio Molecular Systems

47.995,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Sample – Setup – Analysis – Result

Myra+ kombiniert qPCR-Technologie und Liquid Handling in einem Gerät. Startpunkt kann hier ein Sample Prep mit Bead-Extraktion oder ein komplexes qPCR-Setup sein. Proben und Mixe werden direkt in den integrierten qPCR-Cycler geladen. Die qPCR-Resultate, inklusive einer optionalen automatischen Identifikation von Targets, werden direkt nach dem Lauf angezeigt und an ein LIMS übergeben.

- Basiert auf Myra Liquid Handling System und Mic qPCR-Cycler
- Ausgangsmaterial: verschiedenste Formate, inklusive Swabs
- Integrierte Features: Vortex Mixing, Multi-Tube Aspiration, Piercing von Sealing Filmen, kompatibel mit lyophilisierten Reagenzien
- Einfach programmierbar durch intuitives User-Interface
- Hochflexibel durch den Einsatz von Adaptern für unterschiedlichste Tubes/Plates