

VacuCap, naturfarben

für 16 mm Kunststoff- und Glas Tubes
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761240 | Biozym

50,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Deckel: Stopfen

Farbe: natur

Material: PE

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen
- Mit doppelter Daumenlasche
- Schutz vor gefährlichen Mikroorganismen
- In 7 Farben erhältlich
- Nicht steril
- Nicht autoklavierbar

Die wirtschaftliche Möglichkeit, Blutentnahmeröhrchen, Einweg-Glasröhrchen und Kunststoff-Kulturröhrchen sicher zu verschließen.

Flexible VacuCap-Verschlüsse schützen vor Aerosolen auch gefährlicher Mikroorganismen. Sie schützen Proben vor Kreuzkontaminationen und Laborarbeitsbereiche vor Infektionen und Verschütten.

Präzisionsgeformt aus Polyethylen niedriger Dichte, mit einer doppelt geflanschten Dichtung, klemmt VacuCap fest auf dem Röhrchen. Die Deckel halten auch unter schwierigsten Bedingungen, einschließlich Zentrifugation, fest. Nicht für das Autoklavieren geeignet. Dank der exklusiven doppelten Daumenlasche lassen sich die Deckel leicht aufsetzen und abnehmen. Der VacuCap Verschluss eignet sich ideal zum Verschließen der meisten Blutentnahmeröhrchen aus Glas mit 16 mm Außendurchmesser.